


Blödningsvagn – ett exempel

Tips är att ha en stabil vagn med fyra utdragbara lådor och rymlig arbetsyta upptill. Fack på gavlarna för aktuella dokument samt anordningar för handsprit, skräp och stickande skärande avfall. Handskar och förkläde tas från sal/födelsetrum för att minimera saker på vagnen. Dokument som är flergångs bör lamineras för att kunna spritas av.

<p>Låda 1</p> <p>PVK och provtagning</p> <ul style="list-style-type: none">• NaCl att spola med• Ev remisser och klisterlappar• PVK, olika storlekar• Provtagningsmaterial		<p>Låda 3</p> <p>Infusion</p> <ul style="list-style-type: none">• Infusionsaggregat• Ringer-Acetat• NaCl 100 ml• NaCl 500 ml• Etiketter för infusionspåsar <p>Urin</p> <ul style="list-style-type: none">• Tappningskateter• Förfylld foleykateter• Urinpåse, bedövningsgel <p>Övrigt</p> <ul style="list-style-type: none">• Hemostasballong med tillbehör• Övertrycksmanschett
<p>Låda 2</p> <p>Läkemedel</p> <ul style="list-style-type: none">• Etiketter för läkemedel• Uppdragningskanyler• Injektionskanyler• Tranexamsyra 100 mg/ml 20 ml• Misoprostol 0.2 mg, 6 tabl• Ev Nitroglycerin <p>Kylskåp egen "box"</p> <ul style="list-style-type: none">• Oxytocin 8,3 µg/ml 8 ml• Metylergometrine 0.2 mg/ml 2 ml• Carboprost 0.25 mg/ml, 2 ml		<p>Låda 4</p> <p>Sterila instrument</p> <p>Spekulum, depressor, vaginaltång "Foerster" rak 3 st, Bumms curette, lång peang</p> <p>Blödningsdukar</p>